

## SWABS SAGO CON SOLUCIÓN SRK

Número de catálogo BIO/BMP922C



### Uso del producto:

Con un medio especialmente diseñado para la conservación de microorganismos, los Swabs Sago® forman parte de un proceso ideal para el muestreo microbiano de superficies, tuberías, conexiones, empaques, equipo general y puntos críticos, sin importar que la superficie este o no sanitizada.

### Presentación :

Caja con 50 piezas empaquetadas individualmente para garantizar su esterilidad.

### Descripción/composición del producto:

Swabs estériles con punta de poliéster, para muestreo de superficies conformados por un hisopo de rayón en una varilla de 10 cm de largo, este hisopo viene integrado a la tapa del tubo, el tubo contiene 10 ml de solución neutralizante, que inhibe residuos de sanitizantes y detergentes utilizados en los procesos de limpieza.




Unidad de Swabs Sago® con solución SRK

### Características del producto:

- Neutraliza detergentes
- Listo para usar
- Estéril

## Procedimiento de muestreo sugerido para muestreo de superficies con Swabs Sago®:

Recuerde que solo es una sugerencia, el perímetro de muestreo así como los movimientos para el mismo serán responsabilidad de quien use los Swabs Sago®



## Condiciones de almacenamiento:

Manténgase en un lugar frío, seco, evítese la luz solar.

## Productos relacionados:

- Medios de cultivo.
- Placa Petri con almohadilla.